

## AKTIV GENU / AKTIV GENU VARIO

### Knierahmenorthese



#### INDIKATIONEN

- Verletzungen oder Instabilitäten des Kreuzbandes mit oder ohne Begleitverletzungen des vorderen und hinteren Kreuzbandes (CI-Orthese)
- Seitenbandrupturen oder Instabilitäten
- Konservative Behandlung von Kniegelenkinstabilitäten

#### WIRKUNGSWEISE

- Reduziert Innenrotation, begrenzt Subluxation der Tibia  
„vordere und hintere Schublade“, stabilisiert das Kniegelenk in der Sagittalebene

#### EIGENSCHAFTEN

- Verbesserte Passform auf der Oberschenkelinnenseite
- Das 4-Punkt-Prinzip verhindert pathologische Hebelwirkung
- Einfaches Anlegen und Positionieren durch nummerierte Gurte
- Anatomisch vorgeformte, verwindungssteife Rahmengeometrie
- Flexions- und Extensionsbegrenzung möglich
- Beiliegende Keile: Extension: 0°, 10°, 20°, 30°, 45° | Flexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- Kombinationsgröße als Aktiv Genu VARIO erhältlich

#### Größe, Artikel-Nr., Oberschenkel- & Unterschenkelumfang (Aktiv Genu) \*

	S	M	L	XL	XXL
Oberschenkel	39 - 46 cm	46 - 53 cm	53 - 60 cm	60 - 67 cm	67 - 74 cm
Unterschenkel	28 - 34 cm	33 - 39 cm	37 - 44 cm	42 - 50 cm	48 - 57 cm
rechts	1000 04051	1000 04052	1000 04053	1000 04054	1000 04055
links	1000 04061	1000 04062	1000 04063	1000 04064	1000 04065

#### Größe, Artikel-Nr., Oberschenkel- & Unterschenkelumfang (Aktiv Genu VARIO) \*

	M / S	L / M	XL / L	XXL / XL
Oberschenkel	46 - 53 cm	53 - 60 cm	60 - 67 cm	67 - 74 cm
Unterschenkel	28 - 34 cm	33 - 39 cm	37 - 44 cm	42 - 50 cm
rechts	1000 04071	1000 04072	1000 04073	1000 04074
links	1000 04075	1000 04076	1000 04077	1000 04078

**Hilfsmittel-Nr. 23.04.03.3052**

\*Umfang gemessen: 15 cm oberhalb bzw. unterhalb der Patellamitte