

## ERGOPRO ENTLORDOSIEREND

### Modulares Orthesen- Konzept



### VERSORGUNGSBEREICH TH11 - L5

#### INDIKATIONEN

- Lumboischialgie
- Pseudo-radikuläres Lumbalsyndrom
- Spondylolisthesis Grad II
- Facettensyndrom
- Spinalkanalstenose
- Konservative Behandlung von stabilen Wirbelfrakturen
- Prä- / postoperative Versorgung
- Posttraumatische Versorgung

#### WIRKUNGSWEISE

- Stabilisierung und Entlastung in Frontal- und Sagittalebene
- Entlordosierend


#### EIGENSCHAFTEN

- Das modulare Orthesen System Ergo ermöglicht eine patientenfreundliche Versorgung zwischen dem fünften Brustwirbel und dem ersten Sakralwirbel. Durch das patentierte Verschlusssystem, kann der abdominale Druck vom Patienten individuell mit minimalem Kraftaufwand aufgebaut werden.
- Die besondere offene Bauweise sorgt für eine optimale, sich der Anatomie anpassenden Passform. Durch das modulare System bestehend aus Korsett, verschiedenen Pelotten, Überbrückungsrahmen und Posteriorschienen ist eine dem Therapieverlauf angepasste Versorgung jederzeit möglich. Die einfache Handhabung und gute Passform erhöhen die Patienten compliance.

#### KOMPONENTEN

- Korsett
- Variable Rückenschale entlordosierend

- Anatomische Seitenteile



Einzelkomponentenübersicht

### ErgoPro entlordosierend, Größen, Artikel-Nr. und Taillenumfang

Korsett ?	Korsett S	Korsett M	Korsett L
Rückenschale ?	60 - 75 cm	75-90 cm	90-100 cm
Rückenschale S 60 - 100 cm	100024301	100024302	100024303
Rückenschale M 100 - 115 cm	100024311	100024312	100024313
Rückenschale L 115-140 cm	100024321	100024322	100024323

Korsett ?	Korsett XL	Korsett XXL	Korsett XXXL
Rückenschale ?	100 - 115 cm	115 - 130 cm	130 - 140 cm
Rückenschale S 60 - 100 cm	100024304	100024305	100024306
Rückenschale M 100 - 115 cm	100024314	100024315	100024316
Rückenschale L 115-140 cm	100024324	100024325	100024326

Hilfsmittel-Nr. 23.14.04.1017